

造影室 マニュアル／準備物品

| 薬品 | 定数 | コメント |
|-------|-----------------|---|
| 麻酔薬 | セボフルレン | 手術室で補充+1本 |
| | プロポフォール(20ml) | 1 |
| | プロポフォール(100ml) | 1 |
| | ディプリバンキット(50ml) | 3 |
| | ドルミカム | 1 |
| | イソゾール | 1 |
| | マスキュラックス | 4 |
| | 蒸留水(20ml) | 2 |
| | サクシン | 2 |
| | | 薬品の定数はマルチセットに登録済 症例ごとに処方量を変更 |
| 循環作動薬 | 硫酸アトロピン | 3 |
| | ワゴスチグミン | 4 |
| | エフェドリン | 1 |
| | ペルジピン | 2 |
| | DOA | 1 |
| 麻薬類 | フェンタニル | 5 |
| | アルチバ | 1 |
| | ペンタジン | 3 |
| 輸液 | ソルアセトF | 2 |
| | ビカーボン | 2 |
| | フィジオ140 | 2 |
| | ソルデム1 | 2 |
| | ヘスパンダー | 2 |
| | 生理食塩水(100ml) | 1 |
| | 生理食塩水(20ml) | 3 |
| | 物品 | |
| | 造影室対応麻酔器+モニター | コード類も確認。日本光電対応は造影室にもある。 |
| | ピンクのカート | 薬品は使えない!!! 使ってしまった→使用済み伝票(手術室へ)発行 |
| | A-line | |
| | シングルセット | |
| | 加圧バッグ | |
| | トランスデューサー固定器 | |
| | 蛇管立て | |
| | TOF watch | |
| ✓ | ACTester | 心外ステント:ヘパリン投与後check必要 |
| | シリンジポンプ、輸液ポンプ | |
| ✓ | warm touch | 最後に全身用で温める |
| ✓ | hot line | 輸血が必要な場合は特に |

✓ 心臓血管外科の症例で特に必要

造影室マニュアル／ポイント

前日？

前日までに造影室Nsに「入院注射指示簿」を渡せば、当日朝に準備してくれる
もし、急患などで時間がない場合は、指示簿を処方後、薬剤部へ取りに行く

当日

8:30に入室

| 準備 | | |
|---------|--|-----------------------------|
| レイアウト | <p>心臓血管、消化器、移植外科</p> <p>中央配管・吸引 CAP</p> <p>スタンド</p> <p>カート</p> <p>麻酔器</p> <p>コンセント</p> | |
| | <p>脳神経外科</p> <p>中央配管・吸引</p> <p>コンセント</p> <p>麻酔器</p> <p>カート</p> <p>スタンド</p> <p>コンセント</p> <p>麻酔導入、挿管時はベッドを傾ける</p> <p>CAP</p> | |
| 電源コード | 造影室の延長コードを使用 | |
| 排ガス | I or Y字管を使用し、吸引へつなぐ | |
| パイピング | なんとかとどく | |
| CAP・モニタ | 手術室のモニタと連動させるため、パソコンのLANケーブルを接続する | |
| 手袋 | 造影室の手袋が箱ごと借りれる | |
| 麻酔中 | | |
| 直温計 | 造影室のモニタを使用 | |
| | ①ジャックを接続し、本体をたてる | |
| | ②「check」に合わせる | |
| | ③adjusterで赤いラインに合わせる | |
| 物品シール | ④「High」で計測可能 | |
| | 造影室Nsへ渡す (ope室と記入すれば、ope室へ補充される) | |
| 滅菌シール | ope室へ戻ってから、他の症例に貼付し一緒に処理してもらう | |
| 終了後 | | |
| 使用済み薬品 | 返却のみならば、NSが返却してくれる | |
| | (薬剤部へのアクセスは階段利用した方がはやい) | |
| | 「返品伝票」 | マスキュラックスの残りは不要(ダブルチェックして廃棄) |
| | 「麻薬施用済み伝票」 | 麻薬の残りは返却 |

造影室 マニュアル／チェックシート

| | 薬品 | 定数 | 処方量 | 使用量 | 返品量 |
|-------|-----------------|----|-----|-----|-----|
| 麻酔薬 | セボフルレン | | | | |
| | プロポフォール(20ml) | 1 | | | |
| | プロポフォール(100ml) | 1 | | | |
| | ディプリバンキット(50ml) | 3 | | | |
| | ドルミカム | 1 | | | |
| | イソゾール | 1 | | | |
| | マスキュラックス | 4 | | | |
| | 蒸留水(20ml) | 2 | | | |
| | サクシン | 2 | | | |
| 循環作動薬 | 硫酸アトロピン | 3 | | | |
| | ワゴスチグミン | 4 | | | |
| | エフェドリン | 1 | | | |
| | ペルジピン | 2 | | | |
| | DOA | 1 | | | |
| 麻薬類 | フェンタニル | 5 | | | |
| | アルチバ | 1 | | | |
| | ペンタジン | 3 | | | |
| 輸液 | ソルアセトF | 2 | | | |
| | ビカーボン | 2 | | | |
| | フィジオ140 | 2 | | | |
| | ソルデム1 | 2 | | | |
| | ヘスパンダー | 2 | | | |
| | 生理食塩水(100ml) | 1 | | | |
| | 生理食塩水(20ml) | 3 | | | |
| | その他 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

memo
